



MED
CONSULTING

MED CONSULTING srl

Corso Piemonte, 32 - Saluzzo - CUNEO - Tel. +39 0175518040
info@medconsulting.it - www.medconsulting.it

GHIACCIO Istantaneo in buste di TNT



TITOLO

GHIACCIO Istantaneo in buste di TNT

CODICE PRODOTTO

51007

DESCRIZIONE PRODOTTO

Busta monouso di ghiaccio istantaneo in TNT con tre termosaldature, per garantire la resistenza con saldatura e l'impermeabilità.

Miscela di sali azotati con caratteristiche teniche conformi alle norme vigenti (requisiti del REG. CE 1907/2006 e s.m.i. incluso il Reg. 552/09) e acqua. Bolla d'acqua interna realizzata in materiale bioaccoppiato antiurto, rompibile esercitando una leggera pressione con le dita.

DESTINAZIONE D'USO

Crioterapia, ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie.

FABBRICANTE

INTCO Medical (HK) Co. LTD, Flat/Rm 19C, Lockhart Centre 301 - 307, Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, P. R. Cina

LUOGO DI PRODUZIONE

Cina

IMPORTATORE

MED CONSULTING srl - Corso Piemonte, 32 - SALUZZO - CN - ITALY

CLASSIFICAZIONE D.M.

Dispositivo Medico di classe IIa - (direttiva 93/42/CEE) recepita con D. Leg. 46/97 così modificata dalla direttiva 2007/47/CE e recepita con D. Leg 37/2010). Dichiarazione conformità CE secondo allegato VII

CERTIFICATO CE DPI N°

DD2068388-1 dell'11-09-2020. Scadenza 26-5-2024 (regolamento 93/42)

ORGANISMO NOTIFICATO DPI

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nüreberg - Germany - codice 0197

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	CODICE EAN CONF SECONDARIA	MISURA	NUMERO DI REPERTORIO	CND
8055719544811	8055719544828	14x18cm	2428836	M9001

MATERIA PRIMA

TNT, cloruro d'ammonio, acqua.


AVVERTENZE

Solo per uso esterno, monouso. Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Non rompere il sacchetto e non provocare la fuoriuscita del contenuto. Il contenuto macchia, irrita (in caso di contatto sciacquare con acqua l'area per 15 minuti), è nocivo (se ingerito ricorrere subito all'intervento medico). Conservare a temperatura ambiente fuori dalla portata dei bambini, lontano da fonti di calore e da materiali infiammabili. Non applicare su cute lesa. Contattare il medico in caso di malattie cardiovascolari, circolatorie, di diabete e/o insensibilità cutanea (sindrome di Raynaud), di utilizzo su neonati, bambini.

NORME DI RIFERIMENTO

ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari
EN ISO 14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
EN 15223-1 Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite
EN 1041 Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
Reg. 2017/745 ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari
ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari
Reg. 2017/745 ISO 13485 Dispositivi medici - Sistemi per la gestione della qualità - Requisiti regolamentari

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	CONF. PRIMARIA	CONF. SECONDARIA	PALLET
	1 	25 	66 
	Busta in TNT con 3 termosaldature 14x18cm	Cartone pesante 34.5x22.5x25 cm Adatto al trasporto ed allo stoccaggio per sovrapposizione.	Pallet in legno 80x120x160 (h) cm
STOCCAGGIO	Stoccare in luoghi asciutti ed areati, lontano da fonti di calore, a temperatura consigliata di +5°/+40°C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari o a fonti luminose/fluorescenti.		
SMALTIMENTO	Smaltire come rifiuto solido urbano indifferenziato		
VALIDITÀ	5 anni dalla data di produzione		

